

Apulco®

Fertigarzneimittel
Lungenfunktionsgase



Air Products Apulco® Gasgemische sind Diagnostika zur medizinischen Anwendung. Mit 200 bar Fülldruck haben Air Products Gasflaschen 33% mehr Inhalt als der Standard am Markt (150 bar). Über die Zugabe von Gasgemischen bei der Lungendiffusionsmessung kann der Arzt Störungen des Gasaustausches beim Patienten messen und beurteilen, um anschließend eine geeignete Therapiemaßnahme zu verordnen.

Apulco® CoHe

Wird zur diagnostischen Untersuchung der Lungenfunktion eingesetzt, um die Diffusionskapazität/den Transferfaktor zu bestimmen.

Apulco® Acometh

Wird zur diagnostischen Untersuchung der Lungenfunktion (Bestimmung der Diffusionskapazität/des Transferfaktors als Hauptparameter und Bestimmung des Lungenvolumens und des pulmonalen Blutflusses als zusätzliche Parameter) eingesetzt.

Die Apulco® Gasgemische sind in zugelassenen Geräten für dieses Diagnoseverfahren einsetzbar. Beachten Sie dazu bitte auch die Informationen der Gerätehersteller in den Betriebsanleitungen.

Spezifikation:

Name	Apulco® CoHe 0,28%/9,5%	Apulco® Acometh 0,30%/0,30%/0,30%
Zulassungsnummer	90649.00.00	90648.00.00
Produktcode	462707	462709
Zusammensetzung (% mol/mol)*	0,28 % CO + 9,5% He + 21 % O ₂ + Rest N ₂	0,3 % CO + 0,3 % CH ₄ + 0,3 % C ₂ H ₂ + 21 % O ₂ + Rest N ₂
Flaschengröße	X10A	X10A
Fülldruck in bar	200	200
Inhalt Nm ³	1,808	1,839
Ventilanschluss	M19 x 1,5 LH nach DIN 477 Nr. 14 (Prüfgas)	M19 x 1,5 LH nach DIN 477 Nr. 14 (Prüfgas)
Eigenschaften	Farb-, geruch- und geschmackloses Gas	Farb-, geruch- und geschmackloses Gas
Farbkennzeichnung nach DIN 1089-3	Weißer Flaschenkörper mit hellgrüner Schulter	Weißer Flaschenkörper mit hellgrüner Schulter

* Die Reinheiten der Komponenten (Wirk- und Hilfsstoffe) entsprechen den Anforderungen des Europäischen Arzneibuches und werden entsprechend der Methoden der Ph. Eur analytisch überwacht.

Die auf diesem Datenblatt enthaltenen Informationen dienen lediglich der Orientierung. Detaillierte Informationen finden sich auch in den jeweiligen Gebrauchsinformationen.

Fachinformation für Fachkreise

Kontakt:

Air Products GmbH

Hüttenstraße 50

45527 Hattingen

T 02324 689 0

F 02324 689 100

apginfo@airproducts.com



tell me more
airproducts.de/medical